

GOQNRAKU は、医療機器のニューロトリート
(医療機器認証番号 230ADBZX00060000) の技術と数多くの
患者様の声から生まれた嚥下訓練機器です。



医療機器のニューロトリートでは、声の出しにくい方が
発声し易くなった・大きな声でも小さな声でも喋れるようになった・
唾液の量が増えた・食塊を作りやすく飲み込みやすくなった・
咳込みが少なくなった。などの諸症状が改善されました。

GOQNRAKU[®]

ごっくん楽

特許取得済み (特許第 6893289 号)

簡単操作で 1日たったの15分♪ 嚥下筋をトレーニング♪



- 【ご利用者様の声】
- ✓ 唾液の量が増えた
 - ✓ ムセ（咳き込み）の回数が減った
 - ✓ 声を出しやすくなった
 - ✓ 飲み込みがしやすくなった etc.

従来の低周波にあった痛みを軽減して喉の深部にアプローチ。



えんげ 嚥下障害

とは、嚥下（飲み込む動作）に障害がある状態です

医療機関で使われた特許波形「複合低周波」。



GOQNRaku® はニューロトリート（医療機器）の臨床研究のエビデンスに基づいた特許波形（複合低周波）を搭載しています。

〈導入施設様の声〉

岡山県岡山市 K 病院 言語聴覚士 C 様

現在まで 15 名の患者様に 1 回 15 分使用し、その 90% の患者様に食形態の向上が見られました。

北海道岩見沢市 介護老人ホーム Y 言語聴覚士 K 様

60 代～ 80 代の 20 名が週 1 ～ 4 回使用。ほぼ全員が飲み込みが良くなった、声が出しやすくなりました。

製品仕様	
寸 法	幅 59.4 × 奥行 25.2 × 高さ 120.5mm
質 量	109.0 g
出 力 C H	1CH(粘着パッド使用)
最大出力電流	20 mA
定格出力電圧	最大 5V / 1A
消 費 電 力	最大 5 W
周 波 数	0.63KHz ～5.88KHz
タ イ マ ー	5、10、15、20、25、30 分
バ ッ テ リ ー	リチウムイオンポリマー電池 1050mAh

【付属品】

イヤーフック1個、パッドコード1本、粘着パッド(50mm×50mm) 4枚、ACアダプター、充電用コード
取扱説明書

発売元 エクスフィット株式会社

〒113-0033
東京都文京区本郷 3-42-5
URL : <https://exfit.co.jp/>

販売元 インテグラ株式会社

〒356-0031
埼玉県ふじみ野市福岡中央 1-1-20
Tel : 049-238-4200
mail : contact@integra-web.jp
URL : <https://integra-web.jp/>

GOQNRaku®



※仕様・規格及びデザインはお断りなしに変更する場合がございます。



医療機関の方は特定管理医療機器 / 複合低周波治療器 ニューロトリートのご使用もご検討ください。。